


E 940

Chariot

pour la prise en charge optimale de verrerie à col étroit sur 2 niveaux.



- Le chariot d'injection est utilisable sans niveau supérieur
- Bande magnétique pour la détection automatique de chariot
- Niveau inférieur équipé au total de 115 injecteurs avec support-tulipe

Code EAN: 4002512145473 / Numéro de matériel: 04607630 /
Ancien Numéro de matériel: 69594001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8527	•
Catégorie de produit	
Chariot pour verrerie à col étroit	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	115
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	565
Cote extérieure, largeur nette en mm	640
Cote extérieure, profondeur nette en mm	790
Cote extérieure, hauteur brute en mm	760
Cote extérieure, largeur brute en mm	800
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	35,00
Poids brut en kg	45,00
Articles fournis	
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (avec aimants) [nombre]	1