


E 457

Utilisation

pour la prise en charge optimale d'instruments MIC amovibles.



- Convient par ex. pour 12 poignées ou inserts
- Fond en tresse métallique avec largeur mailles 3 mm, côtés fermés
- Support soudé pour 8-12 poignées, réglage variable
- Équipé de 3 arêtes pour les paliers et les supports-tulipes

Code EAN: 4002512067331 / Numéro de matériel: 04618030 / Ancien Numéro de matériel: 69545702D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément/module pour les instruments MIC	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments MIC	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	192
Cote extérieure, largeur nette en mm	490
Cote extérieure, profondeur nette en mm	62
Cote extérieure, hauteur brute en mm	120
Cote extérieure, largeur brute en mm	320
Cote extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	1,75
Poids brut en kg	2,02