

E 444

Utilisation

pour la prise en charge des câbles de lumière froide et des tuyaux d'aspiration.



- Les câbles/tuyaux sont en forme de spirale autour du tambour
- H 202 mm mm, avec étrier 214 mm ; Ø 145 mm mm

Code EAN: 4002512083966 / Numéro de matériel: 04637700 / Ancien Numéro de matériel: 69544401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments MIC	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	202
Cote extérieure, largeur nette en mm	138
Cote extérieure, profondeur nette en mm	112
Cote extérieure, hauteur brute en mm	140
Cote extérieure, largeur brute en mm	150
Cote extérieure, profondeur brute en mm	260
Diamètre en mm	145
Poids net en kg	0,28
Poids brut en kg	0,44