

E 800

Utilisation

pour la prise en charge optimale de 3 compléments à mailles ou haricots.



- Équipé de 4 supports
- Utilisable dans le panier inférieur et supérieur

Code EAN: 4002512087773 / Numéro de matériel: 04637720 /  
Ancien Numéro de matériel: 69580001D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7831	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les compléments à mailles	•
Complément pour les haricots/cuvettes	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des haricots	•
<b>Capacité</b>	
Haricots [nombre]	3
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	165
Cote extérieure, largeur nette en mm	140
Cote extérieure, profondeur nette en mm	290
Cote extérieure, hauteur brute en mm	190
Cote extérieure, largeur brute en mm	195
Cote extérieure, profondeur brute en mm	430
Poids net en kg	0,29
Poids brut en kg	0,49