

E 941  
Chariot  
pour la prise en charge de modules sur 2 niveaux.



- Selon la taille de la vaisselle, convient pour jusqu'à 2 modules par niveau
- Raccordement du chariot à l'arrivée d'eau et l'air de séchage
- Les dimensions de chargement des deux niveaux varient

Code EAN: 4002512273411 / Numéro de matériel: 04812530 /  
Ancien Numéro de matériel: 69594101D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariots pour les instruments d'orthopédie	•
Autres chariots	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	421
Cote extérieure, largeur nette en mm	619
Cote extérieure, profondeur nette en mm	790
Cote extérieure, hauteur brute en mm	700
Cote extérieure, largeur brute en mm	800
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1200
Poids net en kg	16,30
Poids brut en kg	26,00
<b>Articles fournis</b>	
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (avec aimants) [nombre]	1