

DOS S

Support de la pompe de dosage
avec fond incliné pour évacuation complète des conteneurs de produits liquides.



- Convient au montage du boîtier de pompe doseuse DOS G2
- Convient au montage de l'unité de pompe doseuse DOS GP3
- Avec 4 roulettes pivotantes pour une mobilité maximale.

Code EAN: 4002512161107 / Numéro de matériel: 04814240 /
Ancien Numéro de matériel: 59170031D

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille produits/accessoires	
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Propriétés du produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Tôle d'acier galv., pulvérisée
Couleur	Gris fer
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1030
Cote extérieure, largeur nette en mm	1000

DOS S

Support de la pompe de dosage
avec fond incliné pour évacuation complète des conteneurs de produits liquides.



Code EAN: 4002512161107 / Numéro de matériel: 04814240 /
Ancien Numéro de matériel: 59170031D

Cote extérieure, profondeur nette en mm	371
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1030
Cote extérieure, largeur brute en mm	1300
Cote extérieure, profondeur brute en mm	413
Poids net [kg]	9,00
Poids brut en kg	10,00