

E 466

Injektordüse

pour la prise en charge optimale de soufflets de 8 x 333 mm.



Code EAN: 4002512223744 / Numéro de matériel: 04966620 /
Ancien Numéro de matériel: 69746601D

| | |
|--|------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical | • |
| Accessoires | |
| G 7823 | • |
| G 7824 | • |
| G 7825 | • |
| G 7826 | • |
| PG 8527 | • |
| PG 8528 | • |
| PG 8535 | • |
| PG 8536 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8582 CD | • |
| PG 8592 | • |
| Catégorie de produit | |
| Autres accessoires | • |
| Propriétés du produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Domaine d'application | |
| Traitement des instruments d'anesthésie | • |
| Raccord. élect. standard | |
| Nombre de phases | 0 |
| Tension en V | 0 |
| Fréquence en Hz | 0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 0 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 0 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 333 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 140 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 260 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 150 |
| Diamètre en mm | 8 |
| Poids net en kg | 0,85 |
| Poids brut en kg | 1,00 |