


E 930

Utilisation

pour prise en charge de max. 36 sabots de bloc opératoire jusqu'à la taille 44.



- Convient pour les chariots E 975/2 dans le niveau inférieur
- Équipé de 36 supports, hauteur 280 mm

Code EAN: 4002512257145 / Numéro de matériel: 05001360 / Ancien Numéro de matériel: 69593001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Complément pour les sabots de bloc OP	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc OP	•
Capacité	
Sabots de bloc OP [nombre]	36
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	289
Cote extérieure, largeur nette en mm	586
Cote extérieure, profondeur nette en mm	752
Cote extérieure, hauteur brute en mm	350
Cote extérieure, largeur brute en mm	770
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1000
Poids net en kg	3,65
Poids brut en kg	5,70