

DGG 2

Récip. pour cuisson vapeur non perforé
pour tous fours vapeur DG sauf DG 7000.

Code EAN: 4002512309226 / Numéro de matériel: 05001390 /
Ancien Numéro de matériel: 22996085D



- Pour la préparation de plats en sauces, fonds ou à l'eau
- Par ex. féculents, riz, soupes et soufflés
- Capacité : 2,5 l, capacité utile : 2,0 l
- Dimensions extérieures l x P x H : 325 x 176 x 60 mm
- Accessoires professionnels de production européenne