

## DGG 3

Récip. pour cuisson vapeur non perforé  
pour tous fours vapeur DG sauf DG 7000.

Code EAN: 4002512309233 / Numéro de matériel: 05001400 /  
Ancien Numéro de matériel: 22996086D



- Pour la préparation de plats en sauces, fonds ou à l'eau
- Par ex. féculents, riz, soupes et soufflés
- Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,1 l
- Dimensions extérieures l x P x H : 325 x 265 x 65 mm
- Accessoires professionnels de production européenne