

E 884

Complément pour plateaux, rilsané
pour une prise en charge optimale des plateaux, plaques et tablettes.



- Convient au panier inférieur U 890
- Pour 10 plateaux, plaques ou plats
- Hauteur des supports 175 mm, écartement entre les supports 32 mm

Code EAN: 4002512259439 / Numéro de matériel: 05018680 /
Ancien Numéro de matériel: 67588401D

| | |
|--|----------------|
| Famille produit | |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
| Accessoires | |
| PG 8041 | • |
| PG 8043 | • |
| PG 8045 | • |
| PG 8055 | • |
| PG 8055 U | • |
| PG 8056 | • |
| PG 8056 U | • |
| PG 8057 TD | • |
| PG 8057 TD U | • |
| PG 8058 | • |
| PG 8058 U | • |
| PG 8059 | • |
| PG 8059 U | • |
| PG 8060 | • |
| PG 8061 | • |
| PG 8061 U | • |
| PG 8096 | • |
| PG 8096 U | • |
| PG 8099 | • |
| PG 8099 U | • |
| PFD 400 | • |
| PFD 400 U | • |
| PFD 401 | • |
| PFD 401 U | • |
| PFD 402 | • |
| PFD 402 U | • |
| PFD 404 | • |
| PFD 404 U | • |
| PFD 405 | • |
| PFD 405 U | • |
| PFD 407 | • |
| PFD 407 U | • |
| PFD 408 U | • |
| Catégorie de produit | |
| Complément pour les plateaux, plaques, plats | • |
| Propriétés du produit | |
| Matériau | Câble, rilsané |
| Couleur | Blanc |
| Écart entre les supports en mm | 32 |
| Hauteur de support en mm | 175 |
| Utilisable dans le panier inférieur | U 890 |
| Capacité | |
| Plateaux jusqu'à 500 x 320 mm [nombre] | 10 |
| Raccord. élect. standard | |
| Nombre de phases | 0 |
| Tension en V | 0 |
| Fréquence en Hz | 0 |

E 884

Complément pour plateaux, rilsané
pour une prise en charge optimale des plateaux, plaques et tablettes.



Code EAN: 4002512259439 / Numéro de matériel: 05018680 /
Ancien Numéro de matériel: 67588401D

Puissance totale de raccordement en kW 0,00

Protection par fusible en A 0

Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm 175

Cote extérieure, largeur nette en mm 460

Cote extérieure, profondeur nette en mm 460

Cote extérieure, hauteur brute en mm 480

Cote extérieure, largeur brute en mm 535

Cote extérieure, profondeur brute en mm 195

Poids net en kg 1,60

Poids brut en kg 2,20