

E 467

Douille de rinçage

pour les instruments MIC /pincés, longueur 205 mm, Ø 11 mm.



Code EAN: 4002512274340 / Numéro de matériel: 05039640 /
Ancien Numéro de matériel: 69546701D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Douille de rinçage	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments avec lumen	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	205
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	60
Cote extérieure, largeur brute en mm	250
Cote extérieure, profondeur brute en mm	180
Diamètre en mm	11
Poids net en kg	0,02
Poids brut en kg	0,02