

E 468

Utilisation

pour la prise en charge optimale de divers instruments.



- En grille métallique/inox avec couvercle et compartimenté
- Largeur de mailles 5 x 5 x 1 mm

Code EAN: 4002512277280 / Numéro de matériel: 05043640 /  
Ancien Numéro de matériel: 69546801D

<b>Famille produit</b>	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément à mailles	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments d'anesthésie	•
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	76
Cote extérieure, largeur nette en mm	170
Cote extérieure, profondeur nette en mm	250
Cote extérieure, hauteur brute en mm	100
Cote extérieure, largeur brute en mm	205
Cote extérieure, profondeur brute en mm	315
Poids net en kg	0,67
Poids brut en kg	0,82