

E 484

Utilisation

pour la prise en charge de divers instruments.



- Tresse métallique de 1,4 mm, largeur de mailles de 8 mm
- Équipé des supports : E 485, E 486, E 487, E 488, E 489

Code EAN: 4002512398718 / Numéro de matériel: 05109190 /
Ancien Numéro de matériel: 69548401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour les haricots/cuvettes	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc OP	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement de divers ustensiles	•
Capacité	
Sabots de bloc OP [nombre]	16
Cuvettes [nombre]	4
Haricots [nombre]	9
Masques respiratoires [nombre]	9
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	150
Cote extérieure, largeur nette en mm	470
Cote extérieure, profondeur nette en mm	480
Cote extérieure, hauteur brute en mm	560
Cote extérieure, largeur brute en mm	180
Cote extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	2,97
Poids brut en kg	3,78