

E 486  
Support  
pour la prise en charge de récipients.



- Convient pour la prise en charge d'1 récipient

Code EAN: 4002512398732 / Numéro de matériel: 05109230 /  
Ancien Numéro de matériel: 69548601D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les haricots/cuvettes	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des cuvettes	•
<b>Capacité</b>	
Cuvettes [nombre]	1
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	275
Cote extérieure, largeur nette en mm	464
Cote extérieure, profondeur nette en mm	10
Cote extérieure, hauteur brute en mm	475
Cote extérieure, largeur brute en mm	465
Cote extérieure, profondeur brute en mm	25
Poids net en kg	0,21
Poids brut en kg	0,43