


E 487

Support

pour la prise en charge de 4 sabots de bloc opératoire jusqu'à hauteur de 280 mm.



Code EAN: 4002512398749 / Numéro de matériel: 05109250 /
Ancien Numéro de matériel: 69548701D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Complément pour les sabots de bloc OP	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc OP	•
Capacité	
Sabots de bloc OP [nombre]	4
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	280
Cote extérieure, largeur nette en mm	464
Cote extérieure, profondeur nette en mm	10
Cote extérieure, hauteur brute en mm	470
Cote extérieure, largeur brute en mm	470
Cote extérieure, profondeur brute en mm	25
Poids net en kg	0,37
Poids brut en kg	0,52