


E 488
Support
pour la prise en charge de masques respiratoires.



- Convient pour 3 masques respiratoires

Code EAN: 4002512398756 / Numéro de matériel: 05109260 /
Ancien Numéro de matériel: 69548801D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de divers ustensiles	•
Capacité	
Masques respiratoires [nombre]	3
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	31
Cote extérieure, largeur nette en mm	240
Cote extérieure, profondeur nette en mm	210
Cote extérieure, hauteur brute en mm	75
Cote extérieure, largeur brute en mm	280
Cote extérieure, profondeur brute en mm	510
Poids net en kg	0,27
Poids brut en kg	0,39