

AUF 1

Logement

traitement optimal des instruments de transfert dans panier supérieur O 177/1.



- Composé de : un joint, une douille fileté, une attache
- Prise en charge partie inf. et supérieure, 5 plaques filtrantes

Code EAN: 4002512427517 / Numéro de matériel: 05159510 / Ancien Numéro de matériel: 68551101D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Catégorie de produit	
Logement ou adaptateur pour instruments rotatifs	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	80
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	100
Poids net en kg	0,90
Poids brut en kg	1,84
Articles fournis	
Plaque de filtre FP	•