

ADS 3

Adaptateur en silicone

pour prise en charge instruments rotatifs pour utilisation de AUF 1 ou AUF 2.



- Pour pièces à main et contre-angles/turbines d'un Ø d'env. 22 mm
- Rouge

Code EAN: 4002512478236 / Numéro de matériel: 05159550 / Ancien Numéro de matériel: 68751501D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Catégorie de produit	
Logement ou adaptateur pour instruments rotatifs	•
Propriétés du produit	
Matériau	Silicone
Couleur	Rouge
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	21
Cote extérieure, largeur nette en mm	32
Cote extérieure, profondeur nette en mm	32
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	120
Diamètre en mm	33
Poids net en kg	0,01
Poids brut en kg	0,02