

HKL 60 TFSW


Baguette de recouvrement
pour ESW tiroir culinaire de la Génération 7000.

Code EAN: 4002512371377 / Numéro de matériel: 05165170 /
Ancien Numéro de matériel: 22996081D



- Harmonie visuelle lors de l'installation
- Combinaison verticale d'appareils de 45 et 60 cm de hauteur
- Convient aux appareils noir obsidien

HKL 60 TFSW
Baguette de recouvrement
pour ESW tiroir culinaire de la Génération 7000.



HKL 60 in tall unit (installation drawing)