

E 713

Chariot

pour la prise en charge de 2 containers DIN, incl. couvercle et 4 compléments à mailles sur 3 niv.



- Équipé de 2 bras de lavage intégrés
- La taille de chargement de chaque niveau est différente
- Bande mag. pour détection auto. chariot (sans bande magn.)
- Équipé d'un raccordement pour 5 instruments à cavité
- Équipé d'un raccord pour séchage à l'air chaud

Code EAN: 4002512401944 / Numéro de matériel: 05221550 /  
Ancien Numéro de matériel: 69571301D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Chariot pour compléments	•
Chariots pour container	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments chirurgicaux	•
Traitement des containers	•
<b>Capacité</b>	
Compléments à mailles DIN [nombre]	4
Compléments à mailles SPRI [nombre]	2
Containers DIN hauteur 15 cm [nombre]	2
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	530
Cote extérieure, largeur nette en mm	575
Cote extérieure, profondeur nette en mm	600
Cote extérieure, hauteur brute en mm	560
Cote extérieure, largeur brute en mm	640
Cote extérieure, profondeur brute en mm	680
Poids net en kg	9,70
Poids brut en kg	10,00
<b>Articles fournis</b>	
Barre magnétique pour l'identification automatique de chariot (sans aimant) [nombre]	1