


E 475

Barrette de maintien
pour stabiliser les douilles de rinçage.



- Convient aux compléments de MIC

Code EAN: 4002512401234 / Numéro de matériel: 05226040 /
Ancien Numéro de matériel: 69747501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Catégorie de produit	
Support	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	110
Cote extérieure, largeur nette en mm	155
Cote extérieure, profondeur nette en mm	500
Cote extérieure, hauteur brute en mm	110
Cote extérieure, largeur brute en mm	160
Cote extérieure, profondeur brute en mm	510
Poids net en kg	0,10
Poids brut en kg	0,22