

ML

Aimants

pour la détection automatique du chariot/le contrôle du bras de lavage.



- 15 codes différents réglables
- 6 aimants pour bandes magnétiques montées sur chaque complément

Code EAN: 4002512423083 / Numéro de matériel: 05267440 /
Ancien Numéro de matériel: 69745702D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Barrette d'aimants pour identification automatique de chariot	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox, Noir
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	75
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	70
Poids net en kg	0,85
Poids brut en kg	1,00