

E 730

Utilisation

pour la prise en charge optimale de 20 sabots de bloc opératoire.



Code EAN: 4002512423120 / Numéro de matériel: 05271020 /
Ancien Numéro de matériel: 69573001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Complément pour les sabots de bloc OP	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc OP	•
Capacité	
Sabots de bloc OP [nombre]	20
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	290
Cote extérieure, largeur nette en mm	470
Cote extérieure, profondeur nette en mm	540
Cote extérieure, hauteur brute en mm	420
Cote extérieure, largeur brute en mm	540
Cote extérieure, profondeur brute en mm	600
Poids net en kg	8,70
Poids brut en kg	10,00