

O 801/2

Panier supérieur

pour un nettoyage avec 10 injecteurs et prise en charge de divers compléments.



- Moitiés avant & arrière adaptées pour prise en charge compl.
- Axe central avec 10 supports silicone et 10 injecteurs Ø 4 mm, L 30 mm
- Hauteur de chargement de : 200 mm mm
- Avec bras de lavage intégré

Code EAN: 4002512399463 / Numéro de matériel: 05290520 / Ancien Numéro de matériel: 69180103D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
G 7831	•
Catégorie de produit	
Panier à injection	•
Panier supérieur	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Hauteur de chargement maximale en mm	200
Domaine d'application	
Traitement des instruments ORL	•
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Instruments rotatifs [nombre]	6
Instruments avec lumen [nombre]	10
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	267
Cote extérieure, largeur nette en mm	381
Cote extérieure, profondeur nette en mm	475
Cote extérieure, hauteur brute en mm	480
Cote extérieure, largeur brute en mm	280
Cote extérieure, profondeur brute en mm	400
Poids net en kg	2,40
Poids brut en kg	3,10