

E 984

Utilisation

pour la prise en charge de différents instruments.



- Possibilité d'équipement avec différents supports

Code EAN: 4002512431323 / Numéro de matériel: 05337750 /
Ancien Numéro de matériel: 69598401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Complément pour les haricots/cuvettes	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des sabots de bloc OP	•
Traitement des cuvettes	•
Traitement des haricots	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	371
Cote extérieure, largeur nette en mm	150
Cote extérieure, profondeur nette en mm	572
Cote extérieure, hauteur brute en mm	390
Cote extérieure, largeur brute en mm	160
Cote extérieure, profondeur brute en mm	590
Poids net en kg	2,95
Poids brut en kg	3,30