

E 985

Support

pour la prise en charge optimale de 2 haricots.



- Pour une utilisation dans le complément E 984

Code EAN: 4002512431330 / Numéro de matériel: 05337760 /
Ancien Numéro de matériel: 69598501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
PG 8528	•
Catégorie de produit	
Complément pour les haricots/cuvettes	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des haricots	•
Capacité	
Haricots [nombre]	2
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	70
Cote extérieure, largeur brute en mm	280
Cote extérieure, profondeur brute en mm	505
Poids net en kg	0,23
Poids brut en kg	0,43