

E 986  
Support  
pour la prise en charge de 5 récipients.



- Pour une utilisation dans le complément E 984

Code EAN: 4002512431347 / Numéro de matériel: 05337770 /  
Ancien Numéro de matériel: 69598601D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les haricots/cuvettes	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des cuvettes	•
<b>Capacité</b>	
Cuvettes [nombre]	1
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	25
Cote extérieure, largeur brute en mm	330
Cote extérieure, profondeur brute en mm	435
Poids net en kg	0,19
Poids brut en kg	0,36