


E 989

Support multi-usages

pour par exemple 8 semelles de sabots de bloc opératoire.



- Pour une utilisation dans le complément E 984

Code EAN: 4002512431828 / Numéro de matériel: 05376740 /  
Ancien Numéro de matériel: 69598901D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8528	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Autre complément	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des sabots de bloc OP	•
<b>Capacité</b>	
Semelles [nombre]	8
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	20
Cote extérieure, largeur brute en mm	330
Cote extérieure, profondeur brute en mm	415
Poids net en kg	0,10
Poids brut en kg	0,26