

DGGL 4

Plats pour cuisson à la vapeur perforés  
pour tous fours vapeur DG sauf DG 7000.

Code EAN: 4002512445009 / Numéro de matériel: 05379570 /  
Ancien Numéro de matériel: 22996087D



- Pour cuire légumes, poisson, viande et pommes de terre sans fond
- Parfait pour la décongélation d'&ap;aliments surgelés
- Capacité : 4,0 l, capacité utile : 3,1 l
- Dimensions extérieures l x P x H : 325 x 265 x 60 mm
- Accessoires professionnels de production européenne