

E 520

Utilisation

pour la prise en charge optimale des instruments pour canal radiculaire.



- Convient pour 17 instruments pour canal radiculaire
- Rabattable
- Stérilisation possible à la vapeur à 121° C / 134° C

Code EAN: 4002512472524 / Numéro de matériel: 05409080 / Ancien Numéro de matériel: 68552001D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Propriétés du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
Capacité	
Extracteurs de racine [nombre]	17
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	45
Cote extérieure, largeur nette en mm	75
Cote extérieure, profondeur nette en mm	30
Cote extérieure, hauteur brute en mm	80
Cote extérieure, largeur brute en mm	95
Cote extérieure, profondeur brute en mm	110
Poids net en kg	0,05
Poids brut en kg	0,10