


E 747

Module

pour la prise en charge optimale par ex. des tubes à centrifuger, flacons et tubes à essai.



- 104 injecteurs pour tubes à centrifuger, flacons, tubes à essai, etc.
- 104 injecteurs de 2,5 x 110 mm

Code EAN: 4002512591218 / Numéro de matériel: 05464630 /
Ancien Numéro de matériel: 69574701D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les tubes à essai	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Capacité	
Tubes à essai [nombre]	104
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	168
Cote extérieure, largeur nette en mm	492
Cote extérieure, profondeur nette en mm	496
Cote extérieure, hauteur brute en mm	650
Cote extérieure, largeur brute en mm	660
Cote extérieure, profondeur brute en mm	810
Poids net en kg	38,00
Poids brut en kg	44,00