


E 744

Module

pour la prise en charge optimale de verrerie à col étroit 500 - 1.000 ml.



- Avec 16 injecteurs (E 352) 6 x 220 mm avec support-tulipe (E 354)

Code EAN: 4002512591171 / Numéro de matériel: 05555260 /
Ancien Numéro de matériel: 69574401D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	16
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	250
Cote extérieure, largeur nette en mm	492
Cote extérieure, profondeur nette en mm	496
Cote extérieure, hauteur brute en mm	170
Cote extérieure, largeur brute en mm	560
Cote extérieure, profondeur brute en mm	530
Poids net en kg	9,70
Poids brut en kg	10,00