


E 746
Module
pour la prise en charge optimale de max. 23 pipettes.



- Convient pour 23 pipettes en position diagonale
- 10 pipettes jusqu'à 560 mm et 13 pipettes jusqu'à 490 mm
- Écartement des supports de 20 ou 26 mm

Code EAN: 4002512591195 / Numéro de matériel: 05555280 /
Ancien Numéro de matériel: 69574601D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les pipettes	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Capacité	
Pipettes [nombre]	23
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	330
Cote extérieure, largeur nette en mm	492
Cote extérieure, profondeur nette en mm	496
Cote extérieure, hauteur brute en mm	400
Cote extérieure, largeur brute en mm	590
Cote extérieure, profondeur brute en mm	540
Poids net en kg	24,60
Poids brut en kg	25,00