

E 469

Douille de rinçage

pour prise en charge optimale d'instruments MIC d'urologie, L 300 mm, Ø 11 mm.



- Bouchon, ouverture de Ø 6 mm
- Avec collier de fixation

Code EAN: 4002512598446 / Numéro de matériel: 05563950 /  
Ancien Numéro de matériel: 69546901D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Douille de rinçage	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments avec lumen	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	300
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	145
Cote extérieure, largeur brute en mm	265
Cote extérieure, profondeur brute en mm	155
Diamètre en mm	6
Poids net en kg	0,05
Poids brut en kg	0,05