


E 750
Cadre
pour la fixation optimale des divers compléments.



- Cadre d'accueil pour la fixation des compléments E 106 à E 111
- Permet d'équiper le modèle E 555/2 avec E 135 pour biberons
- Permet d'équiper le modèle E 735/2 avec E 135 pour biberons

Code EAN: 4002512606288 / Numéro de matériel: 05567510 /
Ancien Numéro de matériel: 69575001D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
Accessoires	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des biberons	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	37
Cote extérieure, largeur nette en mm	544
Cote extérieure, profondeur nette en mm	486
Cote extérieure, hauteur brute en mm	570
Cote extérieure, largeur brute en mm	600
Cote extérieure, profondeur brute en mm	550
Poids net en kg	0,85
Poids brut en kg	1,00