

DOS-G2

Boîtier de pompe en inox

avec de la place pour 3 pompes P2 au maximum pour doser les produits liquides.



- Barrette de jonction à 12 broches pour un raccordement simplifié

Code EAN: 4002512614870 / Numéro de matériel: 05572530 / Ancien Numéro de matériel: 59170079D

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Famille produits/accessoires</b>	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de dosage	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	540
Cote extérieure, largeur nette en mm	540
Cote extérieure, profondeur nette en mm	190
Cote extérieure, hauteur brute en mm	185
Cote extérieure, largeur brute en mm	540
Cote extérieure, profondeur brute en mm	540

DOS-G2

Boîtier de pompe en inox

avec de la place pour 3 pompes P2 au maximum pour doser les produits liquides.

Code EAN: 4002512614870 / Numéro de matériel: 05572530 /  
Ancien Numéro de matériel: 59170079D



Poids net [kg]	2,30
Poids brut en kg	2,50