


A 5

Protection

pour une fixation optimale de la charge fragile.



- Cadre en inox recouvert filet plastifié (qualité matériel PA 12)
- Utilisable sur O 184 et U 184

Code EAN: 4002513126310 / Numéro de matériel: 05637190 /
Ancien Numéro de matériel: 69500501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Cache	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Câble, rilsanisé, Plastique
Couleur	Blanc
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Traitement de divers ustensiles	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	8
Cote extérieure, largeur nette en mm	280
Cote extérieure, profondeur nette en mm	280
Cote extérieure, hauteur brute en mm	20
Cote extérieure, largeur brute en mm	470
Cote extérieure, profondeur brute en mm	470
Poids net en kg	0,40
Poids brut en kg	0,55