


E 752

Module

pour la prise en charge optimale de verrerie à col étroit 100 - 1000 ml.



- Avec 12 injecteurs (E 351) 4 x 160 mm avec support-tulipe (E 353)
- Avec 13 injecteurs (E 352) 6 x 220 mm avec support-tulipe (E 354)

Code EAN: 4002513197471 / Numéro de matériel: 05647640 /
Ancien Numéro de matériel: 69575201D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	25
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	260
Cote extérieure, largeur nette en mm	492
Cote extérieure, profondeur nette en mm	496
Cote extérieure, hauteur brute en mm	170
Cote extérieure, largeur brute en mm	530
Cote extérieure, profondeur brute en mm	560
Poids net en kg	9,70
Poids brut en kg	10,00