


E 523

Utilisation

pour la prise en charge optimale de 6 plaques de panier.



- Équipé de 7 supports (6 compartiments), H 145, écartement 50 mm

Code EAN: 4002513199116 / Numéro de matériel: 05649700 /  
Ancien Numéro de matériel: 69552301D

<b>Famille produit</b>	
Thermodésinfecteurs	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8581	•
PG 8591	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Complément pour les plaques/plateaux	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Nombre de compléments	6
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	151
Cote extérieure, largeur nette en mm	220
Cote extérieure, profondeur nette en mm	450
Cote extérieure, hauteur brute en mm	195
Cote extérieure, largeur brute en mm	240
Cote extérieure, profondeur brute en mm	495
Poids net en kg	1,40
Poids brut en kg	1,65