

E 801/1

Utilisation

pour la prise en charge optimale de 8 gobelets.



- Convient pour 8 gobelets, max. Ø 75 mm
- Rilsanisé

Code EAN: 4002513220650 / Numéro de matériel: 05673820 /
Ancien Numéro de matériel: 68580102D

Famille produit	
Thermodésinfecteurs	•
Accessoires	
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Catégorie de produit	
Autre complément	•
Propriétés du produit	
Matériau	Câble, rilsanisé
Couleur	Blanc
Domaine d'application	
Traitement des instruments dentaires	•
Capacité	
Gobelets [nombre]	8
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	155
Cote extérieure, largeur nette en mm	200
Cote extérieure, profondeur nette en mm	320
Cote extérieure, hauteur brute en mm	270
Cote extérieure, largeur brute en mm	510
Cote extérieure, profondeur brute en mm	240
Poids net en kg	1,00
Poids brut en kg	1,50