

E 476

Logement

pour les micro-instruments d'un Ø de 4-8 mm.



- Utilisable dans les compléments avec largeur de mailles de 5 mm
- 50 pièces par sac

Code EAN: 4002513239454 / Numéro de matériel: 05692400 / Ancien Numéro de matériel: 69747601D

<b>Famille produit</b>	
Thermodésinfecteurs	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, médical	•
<b>Accessoires</b>	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Support	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement des instruments MIC	•
Traitement des instruments d'ophtalmologie	•
Traitement des instruments dentaires	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	80
Cote extérieure, profondeur brute en mm	120
Poids net en kg	0,07
Poids brut en kg	0,08