


E 755

Module

pour la prise en charge optimale de verrerie à col étroit 25 - 100 ml.



- Équipé de 36 injecteurs (E 470) 2,5 x 90 mm avec support

Code EAN: 4002513248821 / Numéro de matériel: 05701590 /
Ancien Numéro de matériel: 69575501D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
G 7825	•
G 7826	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour la verrerie à col étroit	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement des pipettes/flacons	•
Capacité	
Verrerie à col étroit [nombre]	36
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	130
Cote extérieure, largeur nette en mm	492
Cote extérieure, profondeur nette en mm	496
Cote extérieure, hauteur brute en mm	545
Cote extérieure, largeur brute en mm	160
Cote extérieure, profondeur brute en mm	530
Poids net en kg	4,80
Poids brut en kg	5,40