

## DOS G 60

Module de dosage pour bidon de 5 à 10 l

pour dosage auto. des produits nettoyants liquides ac contrôle niv. remplissage.



- Compatible avec tous les PG 8535
- Réglable via la commande électronique de la machine
- Longueur de la canne d'aspiration 300 mm pour bidons de 5 et 10 l
- Longueur du câble de guidage : 1,90 m

Code EAN: 4002513252255 / Numéro de matériel: 05703990 / Ancien Numéro de matériel: 69747005D

Famille produit	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
Lave-vaisselle à surchauffeur	•
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Accessoires	
G 8066	•
Catégorie de produit	
Système de dosage externe	•
Propriétés du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Gris
Taux d'extraction en ml/60 secondes	120
Longueur de la canne d'aspiration en mm	333
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	1
Conducteur neutre	N
AC/DC	AC
Tension en V	230-240
Fréquence en Hz	50
Puissance totale de raccordement en kW	0,02
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	117
Cote extérieure, largeur nette en mm	235
Cote extérieure, profondeur nette en mm	107
Cote extérieure, hauteur brute en mm	295
Cote extérieure, largeur brute en mm	250
Cote extérieure, profondeur brute en mm	420
Poids net en kg	2,60
Poids brut en kg	2,78