

E 908/1

Utilisation

pour la prise en charge d'instruments MIC /inserts démontables ou optiques.



- Largeur de mailles de 8 x 1 mm (fond), côtés fermés
- Division intérieure réglable individuellement avec 4 arêtes
- Crochet pour suspension avec E 906/1

Code EAN: 4002513252286 / Numéro de matériel: 05704010 / Ancien Numéro de matériel: 69590802D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les instruments MIC	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox, Plastique
Couleur	Inox, Noir
Domaine d'application	
Traitement des instruments MIC	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	130
Cote extérieure, largeur nette en mm	460
Cote extérieure, profondeur nette en mm	36
Cote extérieure, hauteur brute en mm	150
Cote extérieure, largeur brute en mm	505
Cote extérieure, profondeur brute en mm	100
Poids net en kg	0,68
Poids brut en kg	0,85