

ML/2

Barre magnétique

pour la détection automatique du chariot/le contrôle du bras de lavage.



- La barrette ML/2 essentielle utilisation contrôle bras de lavage
- 5 aimants, combinaisons variables
- 15 combinaisons possibles

Code EAN: 4002513274158 / Numéro de matériel: 05723270 /
Ancien Numéro de matériel: 69745703D

Familie produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
PG 8536	•
Catégorie de produit	
Barrette d'aimants pour identification automatique de chariot	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox, Noir
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	9
Cote extérieure, largeur nette en mm	25
Cote extérieure, profondeur nette en mm	275
Cote extérieure, hauteur brute en mm	95
Cote extérieure, largeur brute en mm	205
Cote extérieure, profondeur brute en mm	315
Poids net en kg	0,17
Poids brut en kg	0,32