

DOS G 10

Module de dosage pour bidon de 5 à 10 l

pour le dosage auto. des produits nettoyants liquides avec indicateur de niveau.



- Pour le dosage de produits de rinçage
- Canne d'aspiration de ?? mm pour un bidon de 5-10 l
- Kit transf. canne aspi. pour bidon 10-30 l dispo. service client
- Dosage jusqu'à ?? ml/60 secondes

Code EAN: 4002513283259 / Numéro de matériel: 05729360 / Ancien Numéro de matériel: 69747006D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs, laboratoire	•
Laveurs-désinfecteurs, médical	•
Accessoires	
PG 8535	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	1
Conducteur neutre	N
AC/DC	AC
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50-60
Puissance totale de raccordement en kW	0,02
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	118
Cote extérieure, largeur nette en mm	235
Cote extérieure, profondeur nette en mm	115
Cote extérieure, hauteur brute en mm	310
Cote extérieure, largeur brute en mm	420
Cote extérieure, profondeur brute en mm	250
Poids net en kg	2,42
Poids brut en kg	2,81