

DE-CS7-78

Couvercle de l'appareil

pour le couvercle supérieur de la machine, 70 cm de prof., 90 cm de larg.



Code EAN: 4002513297560 / Numéro de matériel: 05744740 /
Ancien Numéro de matériel: 69216009D

| | |
|---|------|
| Famille produit | |
| Laveurs-désinfecteurs, laboratoire | • |
| Laveurs-désinfecteurs, médical | • |
| Accessoires | |
| PG 8535 | • |
| Catégorie de produit | |
| Couvercle | • |
| Propriétés du produit | |
| Matériau | Inox |
| Couleur | Inox |
| Raccord. élect. standard | |
| Nombre de phases | 0 |
| Tension en V | 0 |
| Fréquence en Hz | 0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 0,00 |
| Protection par fusible en A | 0 |
| Dimensions et poids | |
| Cote extérieure, hauteur nette en mm | 0 |
| Cote extérieure, largeur nette en mm | 900 |
| Cote extérieure, profondeur nette en mm | 700 |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm | 50 |
| Cote extérieure, largeur brute en mm | 820 |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm | 1010 |
| Poids net en kg | 6,80 |
| Poids brut en kg | 8,60 |