

A 19  
Couvercle  
pour fixer la vaisselle fragile.



- Tôle perforée 7 x 7 x 3 mm
- Convient pour l'utilisation de E 969

Code EAN: 4002513298758 / Numéro de matériel: 05746210 /  
Ancien Numéro de matériel: 69796901D

<b>Famille produit</b>	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
<b>Accessoires</b>	
PG 8527	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Couvercle	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
<b>Domaine d'application</b>	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	18
Cote extérieure, largeur nette en mm	251
Cote extérieure, profondeur nette en mm	351
Cote extérieure, hauteur brute en mm	70
Cote extérieure, largeur brute en mm	275
Cote extérieure, profondeur brute en mm	515
Poids net en kg	0,55
Poids brut en kg	0,70