

E 969

Utilisation

pour la prise en charge de divers instruments.



- Tôle perforée 7 x 7 x 3 mm
- Utilisable pour E 900-4/1, E 935/1, E 975/2, E 941 mit E 945*

* Utilisation dans le système E 941 en association avec E 945.

Code EAN: 4002513298765 / Numéro de matériel: 05746240 /
Ancien Numéro de matériel: 69596901D

Famille produit	
Laveurs-désinfecteurs grande cuve, laboratoire	•
Accessoires	
PG 8527	•
Catégorie de produit	
Complément/module pour les béciers	•
Autre complément	•
Propriétés du produit	
Matériau	Inox
Couleur	Inox
Domaine d'application	
Traitement de la verrerie de laboratoire	•
Raccord. élect. standard	
Nombre de phases	0
Tension en V	0
Fréquence en Hz	0
Puissance totale de raccordement en kW	0,00
Protection par fusible en A	0
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	122
Cote extérieure, largeur nette en mm	363
Cote extérieure, profondeur nette en mm	533
Cote extérieure, hauteur brute en mm	165
Cote extérieure, largeur brute en mm	560
Cote extérieure, profondeur brute en mm	535
Poids net en kg	1,33
Poids brut en kg	2,23